



Dom zdravlja Vršac

Izveštaj o izvršenoj sterilizaciji

datum: _____

suvi sterilizator: _____

operator: _____

autoklav: _____

vreme početka procesa: _____

opis opreme koja se sterilise:

priprema opreme (označiti kvadrat)

obično pranje vodom ☐

dezinfekcija ☐

pranje deterdžentom ☐

tretman ultrazvukom ☐

način punjenja

nepakovana roba ☐

spakovana roba ☐

način pakovanja

otvorena tacna ☐

prozirni papir ☐

otvorena korpa ☐

pakovanje u kesici ☐

kaseta ☐

kontejner sa filterom ☐

punjenje (materijali)

metalni instrumenti ☐

tekstil ☐

tečnost ☐

optika ☐

temperatura sterilizacije (zaokružiti)

121 °C

134 °C

180 °C

200 °C

vreme sterilizacije (zaokružiti)

15 min

30 min

45 min

60 min

90 min

120 min

validacija (indikatori) sterilizacije

biološka kontrola
autoklavi 1x mes.

(zalepiti indikator ili upisati očitani rezultat)

Bowie Dick test
autoklavi 1x mes.

fizičko-hemijski (svaki ciklus)
svi sterilizatori

(zalepiti indikator)

vreme kraja ciklusa _____

potpis _____